

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

• *Bandas Oligoclonales (BOC) en LCR por Isoelectroenfoque*

Muestra

Para realizar la determinación de BOC se necesita LCR y suero obtenidos el mismo día.

LCR: entre 1 y 2 ml, **crystal de roca** (utilizar tubos o frascos limpios, secos, sin agregados, y bien tapados para evitar derrames; no utilizar tapones de gasa). No utilizar frascos plásticos para orina ni tubos con gel.

Suero: mínimo 1 ml (obtener sangre sin anticoagulante, centrifugar y separar el suero. No enviar sangre entera ni plasma)

Conservación

Se recomienda enviar al laboratorio después de realizar la punción, en caso contrario, conservar LCR y suero entre 2°- 8°C hasta 7 días. Se pueden procesar muestras de LCR y suero que hayan sido conservadas a -20°C por un período de hasta 15 días aproximadamente. Ante cualquier duda, consultar.

Método

Isoelectroenfoque con inmunofijación para IgG. El informe incluye la relación LCR/suero para IgG y albúmina, Índice de IgG y Reibergrama.



Para extracción de sangre

RESPETE EL AYUNO INDICADO

24 hs ANTES

Evite realizar actividad física
Evite la ingesta de alcohol

EL DÍA DE LA TOMA DE MUESTRA

Evite el estrés 15 minutos antes de la toma de la muestra

Evite la ingesta de medicamentos, a menos que sea indispensable

Evite tomar té, café o bebidas energizantes

No fume

Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs • Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

Solicitud de resultados

- Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción y D.N.I
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende (www.sanatorioallende.com – Portal paciente)