

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

- ***Bandas Oligoclonales (BOC) en LCR por Isoelectroenfoque***

Muestra

Para realizar la determinación de BOC se necesita **LCR y suero** obtenidos el mismo día.

LCR: entre 1 y 2 ml, **crystal de roca** (utilizar tubos o frascos limpios, secos, sin agregados, y bien tapados para evitar derrames; no utilizar tapones de gasa). No utilizar frascos plásticos para orina ni tubos con gel.

Suero: **mínimo 1 ml** (obtener sangre sin anticoagulante, centrifugar y separar el suero. No enviar sangre entera ni plasma)

Conservación

Se recomienda enviar al laboratorio después de realizar la punción, en caso contrario, conservar LCR y suero entre 2°- 8°C hasta 7 días. Se pueden procesar muestras de LCR y suero que hayan sido conservadas a -20°C por un período de hasta 15 días aproximadamente. Ante cualquier duda, consultar.

Método

Isoelectroenfoque con inmunofijación para IgG. El informe incluye la relación LCR/suero para IgG y albúmina, Índice de IgG y Reibergrama.



Para extracción de sangre

RESPETE EL AYUNO INDICADO

24 hs ANTES

Evite realizar actividad física
Evite la ingesta de alcohol

**EL DÍA DE LA TOMA DE
MUESTRA**

Evite el estrés 15 minutos antes de la toma de la muestra

Evite la ingesta de medicamentos, a menos que sea indispensable

Evite tomar té, café o bebidas energizantes

No fume

Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs • Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

Solicitud de resultados

- Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción o D.N.I
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende (www.sanatorioallende.com – Portal paciente)